

Vergelijking:

# DR4900 versus DR3900



## Slimmere technologie voor betrouwbare resultaten

NIEUW!



Voordelen	DR4900	DR3900
<b>Spectrofotometrisch optisch systeem van topklasse</b> Bewezen betrouwbaar optisch systeem met ingebouwde zelfcontrole voor consistente resultaten, elke keer weer.	✓	✓
<b>Helder 10" scherm met moderne gebruikersinterface</b> Schoon en vereenvoudigd scherm, speciaal ontworpen voor uw dagelijkse werk. Duidelijke resultaten, heldere foutmeldingen en eenvoudige toegang tot monster-ID en timers maken uw taken volledig intuïtief.	✓	✗
<b>Slimme troebelheidsdiagnostiek voor LCK-tests</b> Zorg ervoor dat uw LCK-testresultaten niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van troebelheid in uw monster. Extra optiek controleert automatisch de troebelheid van de flacontest en waarschuwt wanneer de meting mogelijk wordt beïnvloed en een gefilterd monster nodig is.	✓	✗
<b>Geïntegreerde temperatuursensor voor LCK ampultests</b> Controleer of de resultaten van LCK-testflacons niet worden beïnvloed door de temperatuur van het monster. Methoden zijn systematisch geëvalueerd op temperatureffecten en geïntegreerde sensoren controleren de flacon en maken deze informatie direct inzichtelijk, zodat u weet of uw resultaat mogelijk is beïnvloed.	✓	✗
<b>Toegang tot de volledige catalogus van VIS-methoden van Hach®</b> Toegang tot meer dan 200 methoden – inclusief de volledige LCK-catalogus aan chemische vials en meer. De DR-serie spectrofotometers biedt een gestroomlijnd platform voor snelle, eenvoudige en nauwkeurige parameterbepalingen in het laboratorium.	✓	✓
<b>Ontworpen voor workflows die aansluiten op de behoeften van uw laboratorium</b> Het platform is ontwikkeld door chemici, voor chemici, en stroomlijnt kritieke workflows met directe toegang tot analysecertificaten, realtime monstertracering en veilig, rolgebaseerd gebruikersbeheer dat is afgestemd op uw operationele vereisten.	✓	✓
<b>Beschermde service</b> Een compleet aanbod van servicepakketten voor in het veld en op de werkbank beschermt je investering en gemoedsrust.	✓	✓

NIEUW!



DR4900



DR3900

Technische specificaties		
Ondersteunende workflows (CoA, Easy Update, Sample Tracking)	Camera	RFID
Display	10-inch HD-touchscreen	7-inch kleurentouchscreen
Bron lamp	Halogeen	Tungsten
Golflengtebereik	320–1100 nm	
Nauwkeurigheid van de golflengte	± 1,5 nm	
Spectrale bandbreedte	5 nm	
Gegevenslogboek	10.000 meetwaarden (Resultaat, Datum, Tijd, Monster-ID, Operator-ID)	2000 meetwaarden (Resultaat, Datum, Tijd, Monster-ID, Operator-ID)
Gebruikersprogramma's	> 100	
Voorgeprogrammeerde methoden	> 240	
Afmetingen (H x B x D)	255 mm x 226 mm x 344 mm	350 mm x 151 mm x 255 mm
Gewicht	4,6 kg	4,2 kg

