



Be Right™



## Poederkussens DPD-reagens, voor totaal chloor, 25 mL, verpakking van 1000

**Productnr.:**  
EUR Prijs:  
Beschikbaar

1406428

Neem contact op

Gevaarlijk



Voor de bepaling van totaal chloor door middel van de DPD-methode. Goedgekeurd door USEPA voor het rapporteren van drink- en afvalwateranalyses met behulp van Hach-methode 8167.

Meetbereik: Lage concentraties: tot 2,00 mg/L; middelhoge concentraties (MR): 0,05 - 4,00 mg/L; hoge concentraties: 0,1 - 10,0 mg/L.  
Monstergrootte: Lage concentraties - 25 mL. Middelhoge concentraties: 10 mL. Hoge concentraties: 5 mL.

Verpakking van 1000 poederkussens.

---

### Specificaties

Aantal testen:	1000
EPA compliant:	Ja
Meetbereik:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Methode:	DPD
Methodenummer:	10070
Parameter:	Totaal chloor, broom, jodium
Platform:	Powder Pillows
Volume / verpakkingsgrootte:	1000 /pk