



Be Right™



Bufferpoederkussens, pH 4,01, rode kleurcodering, verpakking van 50

Productnr.:

2226966

Gevaarlijk

EUR Prijs:

Neem contact op

Beschikbaar



Standaard PH-bufferoplossingen voor analyses in het laboratorium en op locatie

pH-bufferpoederkussens voor pH-elektrodekalibratie. Met elk poederkussen kan 50 mL verse bufferoplossing worden bereid. Met kleurcodering voor eenvoudige identificatie (rood). pH is $4,01 \pm 0,02$ bij 25 °C. Verpakking van 50 poederkussens

Traceerbaar naar referentiematerialen NIST-standaard

Of het nu in het laboratorium of op locatie: het is essentieel dat u altijd metingen uitvoert waar u op kunt vertrouwen. De kwaliteit van de gebruikte standaard pH-bufferoplossingen maakt het verschil.

Ontwerp voor gebruik met meters uit het Hach-portfolio en andere meters.

De basis voor nauwkeurige pH-metingen is goed onderhoud en kalibratie van de pH-elektrode.

Betrouwbare verpakking

Geleverd in een luchtdichte verpakking voor een gegarandeerde houdbaarheid.

Specificaties

Houdbaarheid:	24 maanden
Kleur gecodeerd?:	Ja
NIST traceerbaar:	Ja
Omschrijving:	pH-bufferkalibratiereagens
Opslag condities:	10 - 25 °C (bescherming tegen licht)
pH Waarde(n):	4,01 \pm 0,02 pH bij 25°C
Speciale opmerkingen:	Gooi voorbereide oplossingen na gebruik weg
Verpakkingsinstellingen:	Poederkussens
Volume / verpakkingsgrootte:	50 stuks