



Be Right™



pH-bufferoplossing, pH 4,01 (500 mL)

Productnr.: 2283449

VEROUDERD ITEM
Dit item is niet meer beschikbaar.

Aanbevolen vervangingen:

- 2283449.99

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Bufferoplossing van hoge kwaliteit, rode kleurcode voor gemakkelijke identificatie. NIST-traceerbaar. pH is $4,01 \pm 0,02$ bij 25 °C.

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Specificaties

Concentratie:	4,01 ± 0,02 pH
Houdbaarheid:	48 months
Kleur gecodeerd?:	Ja
NIST traceerbaar:	Ja
Omschrijving:	Bufferoplossing, (kleurcode rood) (NIST)
Opslag condities:	10 - 25 °C (protect from light)
Parameter:	pH
pH Waarde(n):	4.01
Speciale opmerkingen:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Verpakkingsinstellingen:	Bottle
Volume / verpakkingsgrootte:	500 mL