



Be Right™



HQB Robuuste veldkoffer, middelgroot

Productnr.:	8505500
EUR Prijs:	Neem contact op
Verzenddatum n.t.b.	

Robuuste veldkoffers

De robuuste veldkoffer bevat inzetstukken op maat zodat meter, elektrodes en accessoires op hun plaats blijven. Bevat twee robuuste elektrodes, ieder met een kabel van 5 m.

Alles-in-een duurzame, robuuste veldkoffers zijn handig in het gebruik en bieden ruimte voor monsterverzamelcontainers, meter en verstevigde elektrodes

Duurzame inzetstukken van schuimplastic zorgen ervoor dat meter en elektrodes op hun plaats blijven.

Specificaties

Afmetingen (H x B x D): 420 mm x 458 mm x 216 mm