



Be Right™



Nitrietreagens-poederkussens, 2 - 250 mg/L NO₂

Productnr.:

2107569

Gevaarlijk

EUR Prijs:

Neem contact op

Beschikbaar



Poederreagentia in gesealde verpakking voor de bepaling van nitriet door middel van de ijzersulfaat-methode. Voor 10 ml monster. Verpakking van 100.

Specificaties

Aantal testen:	100
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Meetbereik:	2 - 250 mg/L NO ₂
Methode:	Ijzersulfaat
Methodenummer:	8153
Parameter:	Nitriet
Platform:	Powder Pillows
Volume / verpakkingsgrootte:	100 /pk