



Be Right™



CDC565 geleidbaarheidselektrode, 4-polig, niet-geplatineerd, epoxy behuizing, MAB6-plug (Radiometer Analytical)

Productnr.: E61M003

VEROUDERD ITEM

Dit item is niet meer beschikbaar.

Aanbevolen vervangingen:

- E61M010

Voldoet aan de eisen van USP 24-NF19.

De juiste geleidbaarheidselektrode voor uw toepassing.

Het is belangrijk dat u kiest voor een geleidbaarheidselektrode met de juiste constructie en geometrie voor uw specifieke toepassing en bedrijfsomstandigheden. De Radiometer Analytical-lijn biedt verschillende geleidbaarheidselektroden voor het meten van een groot aantal toepassingen.

De juiste geleidbaarheidselektrode voor uw toepassing.

Het is belangrijk dat u kiest voor een geleidbaarheidselektrode met de juiste constructie en geometrie voor uw specifieke toepassing en bedrijfsomstandigheden. De Radiometer Analytical-lijn biedt verschillende geleidbaarheidselektroden voor het meten van een groot aantal toepassingen.