



Be Right™



Reductiemiddel voor reagentiaset voor ketelwater

Productnr.:

LCW250

Gevaarlijk

EUR Prijs:

Neem contact op

Beschikbaar



Voor concentraties van 0,05 - 1,0 mg/L DEHA

Specificaties

Aantal testen:	100
Houdbaarheid:	12 maanden vanaf productiedatum
Meetbereik:	0.05 - 1.0 mg/L DEHA
Methode:	IJzerreductie-methode
Omschrijving:	Reductiemiddelen voor ketelwater (zuurstofbinders)
Opslag condities:	15 - 25 °C
Parameter:	Reductiemiddel